

RINOMODELAÇÃO COM ÁCIDO HIALURÔNICO

Zandoná M., Silva A.P.F.F., Peruzzo D., Kantovitz K., Mantovani F.

A técnica de Rinomodelação é uma alternativa simples e eficaz em comparação com a rinoplastia cirúrgica. A injeção de Ácido Hialurônico é bem tolerada nos humanos. O protocolo de Rinograma foi desenvolvido com o objetivo de prevenir e/ou minimizar a ocorrência de complicações e riscos na rinomodelação. Objetivando comprovar esta hipótese foi selecionado um caso clínico com a aplicação de ácido hialurônico, seguindo o protocolo de rinograma na rinomodelação. Através deste caso clínico foi possível comprovar que com a aplicação de pequenas quantidades de Ácido Hialurônico, se obteve excelentes resultados. O Protocolo de Rinograma traz grandes benefícios à profissionais e pacientes, otimizando os resultados da aplicação de preenchedores com o uso de quantidades adequadas e seguras para obtenção da excelência dos resultados da Rinomodelação.



RINOMODELAÇÃO COM ÁCIDO HIALURÔNICO



Zandoná M. *, Silva A.P.F.F., Peruzzo D., Kantovitz K., Mantovani F.
1-Faculdade São Leopoldo Mandic. SLMANDIC, Campinas, SP.
2-Mestrado em Clínica Odontológica SLMANDIC, Campinas, SP.

Declaro que não há conflito de interesses na pesquisa.

INTRODUÇÃO

A técnica de Rinomodelação com ácido hialurônico é uma alternativa simples e eficaz em comparação com a rinoplastia cirúrgica, sendo uma técnica bem tolerada por pacientes. Diante disso o protocolo de Rinograma foi desenvolvido embasado na reticulação do material e aplicação em pontos específicos com o objetivo de prevenir e/ou minimizar ocorrência de complicações e riscos na rinomodelação.

OBJETIVO

O presente relato de caso clínico teve por objetivo realizar a Rinomodelação com ácido hialurônico através do protocolo do Rinograma

METODOLOGIA

- Paciente, W.B.G, 44 anos, sexo masculino queixa principal “nariz torto”.
- Tratamento Proposto: rinomodelação com ácido hialurônico, seguindo o protocolo de rinomodelação denominado Rinograma
- Materiais: AH Rennova lift® (média reticulação), e micro cânula de 25 G Rennova ®.



RINOGRAMA: o protocolo leva em consideração 6 pontos

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Reticulação | 4. Ponta nasal |
| 2. Supra giba | 5. Columela |
| 3. Infra giba | 6. Espinha nasal |



Figura 1.



CONCLUSÃO

Conclui-se que o tratamento proposto para Rinomodelação com ácido hialurônico realizada a partir do Protocolo de Rinograma favoreceu um excelente resultado com aplicações em pontos específicos com pequenas quantidades do preenchedor. Sendo assim o Protocolo de Rinograma trouxe grandes benefícios à profissionais e pacientes, otimizando os resultados da aplicação de HA com o uso de quantidades adequadas e seguras para obtenção da excelência dos resultados da Rinomodelação.